



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Lone Star Retractor (Cirurgias Colorretais e de Cabeça e
Pescoço)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Lone Star Retractor (Cirurgias Colorretais e de Cabeça e Pescoço)

SKU RM-LSR-CRHN-1

\$399 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Anel Pequeno — 14.1 cm x 14.1 cm (Colorretal)	RM-LSR-CRHN-1-1	\$384
Anel Padrão — 18.6 cm x 8.9 cm (Colorretal)	RM-LSR-CRHN-1-2	\$399
Anel Grande — 25.0 cm x 25.0 cm (Colorretal)	RM-LSR-CRHN-1-3	\$414

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Lone Star Retractor (Cirurgias Colorretais e de Cabeça e Pescoço) é um retrator cirúrgico autostático essencial, projetado para estabelecer um corredor operatório desobstruído durante intervenções profundas anorretais e cervicais em tecidos moles. Ao ancorar ganchos elásticos em seu anel externo com fendas de precisão, este sistema fornece uma contra-tração equilibrada que libera a equipe cirúrgica da tração manual.

Otimizado para a anatomia circular e perineal, esta configuração do Lone Star Retractor (Cirurgias Colorretais e de Cabeça e Pescoço) possui uma estrutura articulada de baixo perfil que se adapta confortavelmente aos contornos perineais e cervicais. O perímetro ranhurado permite o ajuste micro-incremental da tensão do stay, garantindo o deslocamento atraumático das margens teciduais e evitando o deslizamento acidental durante microdissecções críticas.

Forjado em alumínio anodizado premium e Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com superfície fosca antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Lone Star Retractor (Cirurgias Colorretais e de Cabeça e Pescoço) não estéril e totalmente autoclavável em embalagem protetora individual, garantindo durabilidade excepcional e fácil reprocessamento hospitalar.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)