



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Costal Baby-Haight

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Costal Baby-Haight

SKU RM-BHRS-52-1

\$289 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco guía de expansión lineal ultraminiatura	Pista de deslizamiento con microrranuras construida para parámetros quirúrgicos neonatales
2	Valvas laterales fenestradas desmontables (Par 1)	Minipaletas de tejido de 9 mm x 10 mm diseñadas para limitar la necrosis por presión
2	Valvas laterales fenestradas desmontables (Par 2)	Minipaletas de tejido de 9 mm x 20 mm para corredores infantiles más profundos
1	Bloqueo de tornillo de paso fino integrado	Tornillo de mariposa giratorio de perfil bajo para control de ancho paso a paso
2	Brazos de extensión ergonómicos tipo microfórceps	Perfiles de mango ligeros y aerodinámicos con bordes exteriores lisos
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de transporte estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Baby-Haight Rib Spreader es un separador quirúrgico cardiorácico especializado para pediatría y neonatología, diseñado específicamente para proporcionar una separación intercostal gradual y segura en cajas torácicas infantiles extremadamente frágiles. Diseñado con un marco de guía de expansión lineal con microrranuras, este instrumento permite a los cirujanos pediátricos distribuir las fuerzas de distracción mecánica con microprecisión paso a paso, eliminando la necrosis por presión focal y previniendo fracturas costales durante la cirugía cardíaca congénita.

Construido específicamente para gestionar los parámetros quirúrgicos neonatales, este juego completo de Baby-Haight Rib Spreader (\$289) proporciona hasta 52 mm de capacidad de canal de microexpansión. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el sistema modular incluye cuatro valvas laterales fenestradas desmontables (dos pares intercambiables) que comprenden el Par 1 de 9 mm × 10 mm para incisiones neonatales superficiales, y el Par 2 de 9 mm × 20 mm para corredores torácicos infantiles más profundos. El bloqueo de tornillo de paso fino integrado con perilla giratoria ofrece un control de ancho autorretentivo paso a paso, mientras que los brazos de extensión de microfórceps aerodinámicos cuentan con bordes exteriores lisos que protegen los tejidos blandos circundantes.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Baby-Haight Rib Spreader para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los centros cardíacos pediátricos, unidades quirúrgicas intensivas neonatales y hospitales infantiles de todo el mundo una estabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y total durabilidad en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest