



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur à griffes Freeman Rake Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur à griffes Freeman Rake Retractor

SKU RM-FRR-7-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Râteau 22 mm de large — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-1	\$44
38 mm Râteau large — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-2	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Freeman Rake Retractor est un écarteur de chirurgie plastique esthétique et reconstructrice de renommée internationale, conçu spécifiquement pour assurer une élévation ferme et antidérapante des lambeaux cutanés pendant la rhytidectomie et les interventions sur les tissus mous. Doté de multiples griffes acérées, cet instrument permet aux chirurgiens d'appliquer une contre-traction manuelle uniforme sur les plans cutanés et sous-cutanés sans provoquer de déchirure dermique focale.

Adapté aux différentes limites d'incision, cette configuration standard du Freeman Rake Retractor maintient un profil de longueur totale de 7 inches (18 cm). L'instrument est fabriqué en deux largeurs de griffes sélectionnables : un modèle de 22 mm de large (\$44) pour les lambeaux faciaux localisés et un modèle large de 38 mm (\$49) pour le décollement étendu des joues et du cou. Sa tige incurvée maintient les mains de l'assistant à l'écart de la ligne de dissection, tandis que son manche ergonomique plat garantit une force de levier manuelle sans fatigue lors d'interventions de plusieurs heures.

Usiné à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker produit le Freeman Rake Retractor pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité totale à l'autoclave pour les centres de chirurgie cosmétique et plastique du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest