



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Nasal Skin Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Nasal Skin Retractor

SKU RM-NSR-6IN-1

\$44 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Nasal Skin Retractor	Comprimento total de 6" (15 cm), lâmina curva de 16 mm, cabo ergonômico	\$44
Capa Protetora / Caixa	Embalagem de transporte individual	\$44

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Nasal Skin Retractor é um afastador cirúrgico manual especializado para rinoplastia, projetado especificamente para proporcionar a elevação segura e atraumática do retalho cutâneo e a exposição da cartilagem dorsal durante cirurgias nasais estéticas e reconstrutivas. Projetado com uma face de lâmina anatomicamente curva, este afastador permite que os cirurgiões levantem o envelope de tecidos moles do dorso nasal de forma limpa, estabelecendo uma janela operatória desobstruída sem causar hematomas cutâneos ou comprometimento vascular.

Construído para assegurar um campo operatório limpo e contido durante remodelações nasais complexas, esta configuração dedicada do Nasal Skin Retractor apresenta um comprimento total de 6 polegadas (15 cm). Fabricado artesanalmente a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), sua extremidade de trabalho incorpora uma lâmina de 16 mm de largura com bordas atraumáticas arredondadas e polidas que distribuem a contra-tração uniformemente pelas margens da mucosa e pele nasal. O design de extremidade única apresenta um perfil de cabo ergonomicamente contornado que proporciona aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual estável e feedback tátil refinado.

Forjado com um acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Nasal Skin Retractor para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade completa em autoclave para centros cirúrgicos de cirurgia plástica facial, estética e otorrinolaringologia em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest