



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Trachéal Bose Type à Ressort

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Trachéal Bose Type à Ressort

SKU RM-BTR-ST-1

\$59 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Bose Tracheal Retractor Spring Type	Longueur totale 7 cm, lames courbes à ressort	\$59
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$59

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur trachéal Bose Type à Ressort est un écarteur chirurgical auto-expansible spécialisé, conçu pour stabiliser la paroi trachéale et dégager l'incision sans assistance manuelle lors d'interventions délicates des voies respiratoires. Fonctionnant via un mécanisme de tension à ressort élastique, cet instrument écarte doucement les berges de la plaie sous une contre-traction continue et contrôlée, libérant l'équipe chirurgicale pendant la cannulation critique.

Conçu pour l'agilité dans les espaces anatomiques restreints, ce modèle Bose Tracheal Retractor Spring Type présente un profil compact de 7 cm (\$59) qui offre une grande micro-flexibilité sans encombrer le site opératoire. Ses extrémités actives sont dotées de lames courbes spécialisées qui exercent un support doux mais ferme contre le cartilage trachéal et les marges muqueuses, empêchant le collapsus tissulaire localisé ou le traumatisme.

Usiné avec précision en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée antireflet, Retractor Maker fabrique le Bose Tracheal Retractor Spring Type pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux équipes d'urgence, d'ORL et de chirurgie pédiatrique une durabilité fiable et une capacité de déploiement instantanée.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest