



# RETRACTOR MAKER

## PRODUKTBROSCHÜRE VON

Lateral Fat Pad Retractor

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



# Lateral Fat Pad Retractor

**SKU** RM-LFPR-10IN-1

**\$84 USD**

## VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

| GRÖSSE / OPTION           | SKU / DETAILS                                                                                             | PREIS (USD) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Lateral Fat Pad Retractor | Maße / Details: 10" (25.4 cm)<br>Gesamtlänge, 41 mm breite polierte gebogene Klinge · Enthaltene Menge: 1 | \$84        |
| Schutzhülle / Box         | Maße / Details:<br>Einzel-Transportverpackung · Enthaltene Menge: 1                                       | \$84        |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Lateral Fat Pad Retractor ist ein unverzichtbares orthopädisches Knieinstrument, das speziell für die sichere, atraumatische Verdrängung des infrapatellaren Fettkörpers und des umgebenden Synovialgewebes während der totalen Knieendoprothetik entwickelt wurde. Mit seinem breiten, gebogenen Blatt ermöglicht dieser Wundhaken dem OP-Team, Fettstrukturen sauber vom lateralen Kompartiment fernzuhalten, um das Tibiaplateau und den Außenmeniskus für die Resektion freizulegen.

Konzipiert für maximales taktils Feedback und prozedurale Effizienz, weist diese Konfiguration des Lateral Fat Pad Retractor eine Gesamtlänge von 10 Zoll (25.4 cm, \$84) auf. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), verfügt das Arbeitsende über ein 41 mm breites, gebogenes Klingenprofil mit einer glatten, polierten Oberfläche, die gezielt darauf ausgelegt ist, die Gewebereibung zu minimieren und das Zerreißen empfindlicher Fettläppchen zu verhindern. Der robuste Griff bietet dem Assistenten während der gesamten Gelenkpräparation einen stabilen manuellen Hebel.

Gefertigt mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, produziert Retractor Maker den Lateral Fat Pad Retractor für hohe mechanische Belastungen und wiederholte Autoklavierzyklen, um Kniechirurgen und orthopädischen Teams weltweit außergewöhnliche Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige klinische Zuverlässigkeit zu bieten.



## VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

### KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

**[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Webseiten

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest