



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Children's Hospital Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширите ль Children's Hospital Retractor

SKU RM-CHR-PED-1

\$39 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Children's Hospital Retractor	Общая длина 14 см, двусторонние педиатрические лопатки	\$39
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$39

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Children's Hospital Retractor — это специализированный педиатрический инструмент, разработанный специально для обеспечения бережной, атравматичной ретракции тканей при деликатных неонатальных, педиатрических и поверхностных процедурах у взрослых. Благодаря функциональной двусторонней конструкции этот инструмент предоставляет детским хирургам два различных варианта лопаток в одном устройстве, что оптимизирует эффективность работы и уменьшает количество инструментов на хирургическом лотке.

Эта модель Children's Hospital Retractor, созданная для точных манипуляций в локализованных операционных полях, имеет общую длину 14 см (\$39). Рабочие концы оснащены гладкими полированными лопатками с закругленными краями, специально контурированными для предотвращения очагового некроза от давления и случайного разрыва тканей в хрупких анатомических структурах детей. Легкая, эргономично сбалансированная центральная рукоятка позволяет ассистентам хирурга поддерживать стабильную противотягу с минимальной усталостью.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с безбликовым сатинированным покрытием, Retractor Maker выпускает Children's Hospital Retractor с расчетом на многократные циклы больничной стерилизации, обеспечивая центрам детской хирургии, детским больницам и общим операционным высокую коррозионную стойкость и клиническую надежность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest