



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Nasal Aufricht Daniel

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Nasal Aufricht Daniel

SKU RM-ADNR-1

\$29 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Aufricht Daniel Nasal Retractor	Longitud total 11 cm, hoja de 50 × 10 mm	\$29
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$29

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador nasal Aufricht Daniel es un separador de rinoplastia especializado y compacto, diseñado para proporcionar una visualización clara y atraumática del dorso nasal, la bóveda cartilaginosa y la estructura septal. Con un perfil acortado de 11 cm, este instrumento permite a los cirujanos y asistentes lograr una alta maniobrabilidad y una elevación de tejido constante en espacios quirúrgicos confinados.

Optimizado para reducir la tensión tisular intraoperatoria, esta configuración del separador nasal Aufricht Daniel cuenta con una hoja lisa de 50 mm de largo por 10 mm de ancho que se desliza fácilmente bajo la cubierta cutánea dorsal. El conjunto de la hoja incorpora un ángulo descendente suave que se adapta al puente nasal, proporcionando un contacto de superficie amplia que elimina los puntos de presión localizados. Su mango proporcionado y ligero reduce la fatiga manual durante la remodelación nasal estética prolongada.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el separador nasal Aufricht Daniel bajo estrictos estándares clínicos, garantizando una resistencia superior a la corrosión, un reprocesamiento sencillo y compatibilidad total con autoclave para salas de cirugía plástica y otorrinolaringología.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest