



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Mandibular Dumbach tipo Canal

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Mandibular Dumbach tipo Canal

SKU RM-DMCR-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Curvo à Esquerda — 23 cm	RM-DMCR-1-1	\$49
Curvo à Direita — 23 cm	RM-DMCR-1-2	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Mandibular Dumbach tipo Canal é um afastador cirúrgico bucomaxilofacial especializado, projetado especificamente para fornecer exposição segura e atraumática das bordas inferior e posterior do ramo mandibular durante procedimentos ortognáticos e de trauma. Desenvolvido com uma extremidade de trabalho em canal curvo que se encaixa firmemente ao longo da borda do osso cortical, este instrumento protege os vasos faciais e o nervo mandibular marginal contra brocas rotativas e serras oscilantes.

Construído para alcance intraoral profundo, esta configuração do Afastador Mandibular Dumbach tipo Canal apresenta um comprimento estrutural total estendido de 23 cm (\$49), representando um perfil de design avançado e alongado, feito para acessar campos mandibulares profundos confortavelmente, mantendo as mãos do assistente fora do corredor operatório. Os cirurgiões podem personalizar a orientação operacional no checkout entre Curva à Esquerda e Curva à Direita para alinhar com as abordagens cirúrgicas localizadas. Seu cabo ergonômico garante uma alavancagem manual constante e sem fadiga.

Usinado a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Mandibular Dumbach tipo Canal para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando aos cirurgiões bucomaxilofaciais e plásticos em todo o mundo durabilidade superior, alta resistência à corrosão e compatibilidade total com autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest