



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Omni Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Omni Retractor System

SKU RM-OR-1

\$2,499 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Omni Clamp Steril Saha Dikmesi	Ağır hizmet tipi masa rayı klemp ve dikmesi
1	Standart Wishbone Çerçeve	Ayrılabilir çatal tipi yapısal halka çerçeve
1	Menteşeli Uzatma Kolu	Geniştirilmiş erişim ve esneklik için 19" (48.3 cm)
8	SnapClamp Uç Tutucular	Hızlı bağlantı, kaydırmalı çerçeve klempleri
2	Mayo Döner Ekartörler	2¾" x 2" (7.0 x 5.1 cm)
1	Mayo Döner Ekartör	3½" x 2" (8.9 x 5.1 cm)
1	Fence Döner Ekartör	4" x 6" (10.2 x 15.2 cm) geniş kas duvarı ucu
1	Splanchnic Döner Ekartör	2" x 4½" (5.1 x 11.4 cm) derin visseral uç
1	Splanchnic Döner Ekartör	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm) derin visseral uç
2	Renal Ven Döner Ekartörleri	1" x 6" (2.5 x 15.2 cm) dar vasküler uçlar
1	Deaver Döner Ekartör	2¾" x 4½" (7.0 x 11.4 cm) kavisli uç
1	Dövülebilir Oluklu Döner Ekartör	2" x 6½" (5.1 x 16.5 cm) bükülebilir şerit
1	Dövülebilir Oluklu Döner Ekartör	3" x 6½" (7.6 x 16.5 cm) bükülebilir şerit
1	Harrington (Sweetheart) Döner Ekartör	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm) kalp şeklinde uç

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Saklama Kutusu	Özel dolgulu yuvalara sahip ahşap saklama kutusu

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Omni Retractor System, karmaşık açık cerrahi prosedürler sırasında kişiselleştirilebilir, düşük profilli operatif görüş sunmak üzere tasarlanmış gelişmiş, masaya monte edilebilir bir ekartör sistemidir. Uyarlanabilir bir Wishbone ayrılabilir çerçeve, ağır hizmet tipi saha dikme klemp, 19-inch menteşeli uzatma kolu ve sekiz adet hızlı bağlantı özellikli SnapClamp uç tutucu etrafında tasarlanan bu sistem, steril alan çevresinde hayati yer kaplamadan güvenilir, çok yönlü traksiyon sağlar.

Vasküler, transplantasyon, genel cerrahi, üroloji ve derin pelvik prosedürlerde hassasiyet için tasarlanan Omni Retractor System; Mayo, Fence, Splanchnic, dar Renal Ven, Deaver, Harrington (Sweetheart) ve dövuilebilir oluklu ekartörler dahil olmak üzere kapsamlı bir uzman döner uç yelpazesine sahiptir. Her bileşen, parlama önleyici mat yüzeye sahip, manyetik olmayan, cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten hassas bir şekilde işlenmiştir ve tüm montaj, güvenli taşıma ve düzenli depolama için özel ahşap saklama kutusunda sunulur.

Kendi üretim tesisimizde imal edilen Omni Retractor System, tam malzeme izlenebilirliği ve doğrudan fabrika desteği ile Retractor Maker tarafından dünya çapındaki hastanelere, cerrahi merkezlere ve sağlık distribütörlerine doğrudan tedarik edilmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest