



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Sistema Afastador ThoraGate Rib Up

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Sistema Afastador ThoraGate Rib Up

SKU RM-TRURS-1

\$1,499 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Afastador ThoraGate Rib Up	Quadro principal do afastador torácico e conjunto de elevação
1	Braço Flexível	Braço de suporte articulado para posicionamento dos elementos do afastador
1	Pé Estabilizador de Sucção	Unidade de base que auxilia no equilíbrio mecânico do sistema
2	Lâminas Inferiores (tamanhos diferentes)	Lâminas intercambiáveis para engate na costela inferior
3	Lâminas Superiores (tamanhos diferentes)	Lâminas intercambiáveis para elevação da costela superior

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Sistema Afastador ThoraGate Rib Up é um afastador cirúrgico torácico de última geração, projetado para fornecer visualização operatória superior durante a revascularização do miocárdio minimamente invasiva (MIDCAB) e intervenções torácicas. Ao combinar o afastamento intercostal mecânico com a elevação vertical das costelas, este sistema cria um túnel de trabalho expansivo através de uma pequena incisão de minitoracotomia, sem causar afastamento excessivo das costelas ou danos à cartilagem.

Projetado para posicionamento torácico de precisão, o Sistema Afastador ThoraGate Rib Up consiste em um quadro primário de elevação de costelas ThoraGate, um braço de suporte flexível articulado de múltiplas juntas, um pé estabilizador assistido por sucção para manter o equilíbrio do sistema, duas lâminas intercostais

inferiores em tamanhos diferentes e três lâminas de elevação superiores em profundidades progressivas. Esta configuração permite aos cirurgiões elevar as costelas superiores enquanto deprimem os planos teciduais inferiores para estabelecer uma visão desobstruída da artéria mamária interna (AMI) e dos alvos coronários.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Sistema Afastador ThoraGate Rib Up não estéril e totalmente autoclavável dentro de um contêiner de esterilização de alumínio de alta resistência, garantindo confiabilidade a longo prazo e preparação rápida das bandejas no centro cirúrgico.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)