



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Úvula Love

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Úvula Love

SKU RM-LUR-17-1

\$59 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Lâmina de 18 mm de largura	RM-LUR-17-1-1	\$59
20 mm lâmina larga	RM-LUR-17-1-2	\$64

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Úvula Love é um afastador cirúrgico especializado para otorrinolaringologia, projetado especificamente para fornecer elevação e retração segura e atraumática da úvula e do palato mole durante cirurgias de adenoide e faringe posterior. Projetado com uma lâmina distal anatomicamente curva, este afastador se prende suavemente ao redor da margem livre do palato mole, expondo a abóbada nasofaríngea de forma limpa, sem causar contusões ou lacerações na mucosa.

Construído para uma manobrabilidade intraoral ideal, este Afastador de Úvula Love possui uma estrutura com comprimento total uniforme de 17 cm que proporciona um alcance manual confortável, mantendo as mãos do assistente fora da cavidade oral. Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento oferece duas larguras distintas de extremidade de trabalho: uma configuração de lâmina de 18 mm (\$59) para anatomia pediátrica e arcos palatinos estreitos, e uma configuração de lâmina de 20 mm (\$64) que oferece controle ideal para retração da úvula em anatomia adulta. Seu cabo ergonômico plano garante uma alavancagem manual estável e livre de fadiga.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Úvula Love para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade completa em autoclave para salas de ORL, clínicas de cirurgia plástica e centros cirúrgicos hospitalares em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest