



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur autostatique de Beard pour biceps distal

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur autostatique de Beard pour biceps distal

SKU RM-BDBSRR-1

\$299 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
6.375" (16.19 cm)	RM-BDBSRR-1-1	\$299
7.5" (19.05 cm)	RM-BDBSRR-1-2	\$319

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur autostatique de Beard pour biceps distal est un écarteur chirurgical orthopédique spécialisé, conçu spécifiquement pour offrir un accès opératoire mains libres lors des procédures de réinsertion du tendon du biceps distal. Conçu pour intervenir dans les incisions antécubitales confinées, cet instrument maintient la peau et les tissus mous tout en protégeant le nerf cutané antebrachial latéral et les branches du nerf radial.

Conçu pour une ergonomie raffinée des membres supérieurs, l'écarteur autostatique de Beard pour biceps distal est fabriqué en deux longueurs au choix : 6.375 pouces (\$299) et 7.5 pouces (\$319). Sa lame distale de 16 mm de large, aux contours anatomiques, offre une exposition localisée et ciblée sur la tubérosité radiale sans écraser les tissus environnants. La conception de la poignée étroite et incurvée s'écarte du champ opératoire, maximisant la fenêtre de travail pour le forage, la mise en place d'ancres de suture et la fixation de boutons corticaux.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fabrique l'écarteur autostatique de Beard pour biceps distal pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux chirurgiens orthopédistes spécialisés en médecine du sport et du membre supérieur une stabilité de maintien et une durabilité fiables.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest