



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur auto-statique Perkins

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur auto-statique Perkins

SKU RM-PSRR-99-1

\$99 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Modèle à griffes pleines standard — 13 cm, Gauche ou Droite	RM-PSRR-99-1-1	\$99
2 Dents & Lame pointue — 11 cm	RM-PSRR-99-1-2	\$99
2 Dents & Lame pointue — 13 cm	RM-PSRR-99-1-3	\$99
3 Griffes & lame pointue — 11 cm	RM-PSRR-99-1-4	\$99
3 Griffes & lame pointue — 13 cm	RM-PSRR-99-1-5	\$99
Lame courbe fenêtrée — 13 cm, Gauche ou Droite	RM-PSRR-99-1-6	\$99
Lame à pointe pleine — 12.7 cm, gauche ou droite	RM-PSRR-99-1-7	\$99

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur auto-statique Perkins est un instrument chirurgical de renommée internationale spécifiquement conçu pour maintenir un champ opératoire ouvert, stable et sans assistance manuelle lors d'interventions vasculaires, neurologiques et orthopédiques. Doté de divers types de griffes et de profils de lames spécialisés, cet instrument optimise la visualisation et la précision procédurale tout en éliminant la fatigue de l'assistant lors de dissections complexes.

Conçue pour une adaptabilité procédurale totale, la famille d'écarteurs auto-statiques Perkins (\$99) présente des poignées ergonomiques à anneaux intégrées à un système de verrouillage mécanique à crémaillère pour

assurer un positionnement fixe. La série comprend cinq modèles distincts : un modèle standard à griffes pleines (13 cm), un modèle à 2 griffes avec lame pointue (11 cm ou 13 cm), un modèle à 3 griffes avec lame pointue (11 cm ou 13 cm avec dentelures de sécurité), un modèle à lame courbe fenêtrée (13 cm avec 3 griffes mousses) et un modèle à lame pleine à pointe (12.7 cm avec une empreinte de 11 x 25 mm, une pointe de 7 mm et un écartement maximal de 80 mm).

Fabriqué à la main à partir d'un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker produit l'écarteur auto-statique Perkins pour résister aux cycles de stérilisation répétés en autoclave, offrant une haute résistance à la corrosion, une stabilité structurelle inébranlable et une fiabilité clinique totale pour les blocs opératoires du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest