



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Hohmann postérieur-inférieur

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Hohmann postérieur-inférieur

SKU RM-HPIR-11-1

\$74 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Poignée Gauche à Courber #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-1	\$74
Poignée droite moyenne à courber #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-2	\$74

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Hohmann postérieur-inférieur est un instrument de chirurgie orthopédique spécialisé, conçu spécifiquement pour fournir un levier osseux fiable et un déplacement des tissus mous autour des bords postérieurs et inférieurs de l'acétabulum lors d'une arthroplastie totale de la hanche. Conçu pour épouser les marges ischiatiques et acétabulaires, cet instrument permet aux équipes chirurgicales d'écarter les tissus capsulaires et musculaires denses de la cavité, préservant ainsi un couloir visuel dégagé pour l'alésage acétabulaire.

Construit pour le dégagement articulaire à fort effet de levier, ce modèle d'écarteur Hohmann postérieur-inférieur conserve une portée standard de 11 pouces (27.94 cm, \$74). Son extrémité de travail intègre une lame courbe équipée de doubles dents de forme unique et d'un bord tranchant incurvé conçu pour mordre solidement dans les cortices osseuses corticales sans glisser. Les chirurgiens peuvent personnaliser l'instrument selon des profils d'orientation de courbure de manche ciblés : un manche gauche courbé #7 ou un manche droit médium courbé #7, assurant un alignement optimal avec les approches spécifiques au patient.

Forgé à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) chirurgical de qualité supérieure avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Hohmann postérieur-inférieur pour résister à un couple mécanique immense et aux cycles répétés d'autoclave hospitalier, offrant aux équipes de remplacement articulaire et de traumatologie du monde entier une durabilité clinique et

une précision inébranlables.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest