



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Meyerding con Cremallera

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Meyerding con Cremallera

SKU RM-MRWR-18-1

\$84 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
32 mm × 25 mm de ancho	RM-MRWR-18-1-1	\$84
41 mm × 25 mm Ancho	RM-MRWR-18-1-2	\$89
50 mm × 25 mm Ancho	RM-MRWR-18-1-3	\$94
57 mm × 25 mm Ancho	RM-MRWR-18-1-4	\$99

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Meyerding con Cremallera es un separador quirúrgico espinal especializado, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento potente y manos libres de los músculos paravertebrales y tejidos blandos durante procedimientos de laminectomía lumbar posterior, discectomía y fusión. Diseñado con un cierre de cremallera mecánica integrado, este separador mantiene una contracción continua contra planos musculares pesados, liberando las manos del asistente mientras preserva un corredor quirúrgico estático.

Construido bajo especificaciones de marco clínico, este Separador Meyerding con Cremallera mantiene una longitud total de marco uniforme de 18 cm. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento ofrece cuatro dimensiones distintas de geometría de valva: 32 mm × 25 mm de ancho (\$84), 41 mm × 25 mm de ancho (\$89), 50 mm × 25 mm de ancho (\$94) y un perfil de valva dentada extra profundo de 57 mm × 25 mm de ancho (\$99). El borde de la valva dentada se ancla de forma segura en la lámina y el borde de la faceta, evitando deslizamientos accidentales durante la decorticación y descompresión vigorosas.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Meyerding con Cremallera para soportar cargas mecánicas pesadas y repetidos ciclos de autoclave hospitalario, proporcionando a los centros de cirugía de columna y quirófanos de neurocirugía en todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y completa fiabilidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest