



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Kirschner Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kirschner Retractor

SKU RM-KR-SET-1

\$449 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Selbsthaltender Führungsschienen-Basisrahmen	Ovales oder quadratisches Chassis (240×240 mm oder 340×240 mm)
4 bis 6 Blätter	Modulare stumpfe Gewebevalven	Wahlweise 2-Blatt-Paarset oder 4-Blatt-Komplettset
4	Einzelne Sperrstifte	Slide-and-Lock-Verankerungsmechanismen zur Sicherung der Blätter
2	Ergonomische Retraktorarme	Ultraleichte strukturierte Griffe mit glatten Außenkanten
1	Schutzaufbewahrung / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Kirschner Retractor ist ein international anerkanntes, selbsthaltendes chirurgisches Retraktorsystem, das speziell für die großflächige, multidirektionale Verdrängung der Bauchwand und der Eingeweide bei großen allgemeinen, gynäkologischen und urologischen Laparotomien entwickelt wurde. Dank seines weitläufigen Perimeter-Basisrahmens ermöglicht dieses Instrument dem OP-Team die Positionierung mehrerer modularer Valven in individuellen Winkeln, wodurch ein ungehinderter, statischer Sichtkorridor in tiefe peritoneale und retroperitoneale Räume geschaffen wird, ohne dass ein manuelles Halten durch Assistenten erforderlich ist.

Diese Kirschner Retractor-Serie ist an unterschiedliche Patienten anatomien und Inzisionsanforderungen anpassbar und bietet wählbare Rahmenprofile in einem 240 mm × 240 mm Chassis-Setup oder einem erweiterten 340 mm × 240 mm Chassis-Setup. Chirurgen können zwischen einem handgefertigten 2-Blatt-Paarset (\$449), bestehend aus zwei 40 mm × 65 mm Blättern und zwei 50 mm × 65 mm Blättern, oder

einem Upgrade auf das 4-Blatt-Komplettset (\$499), bestehend aus drei 50 mm × 65 mm Blättern, einem 80 mm × 90 mm Blatt, einem 98 mm × 50 mm Blatt und einem 105 mm × 35 mm Blatt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), wählen. Einzelne Sperrstifte verankern jede Valve entlang des Perimeterrahmens, um ein intraoperatives Verrutschen zu verhindern.

Retractor Maker fertigt den Kirschner Retractor mit einer blendfreien, satinierten Mattierung, um wiederholten Autoklavierzyklen standzuhalten. Damit bietet er Laparotomie-Abteilungen, onkologischen Chirurgiezentren und Theatern für Beckenrekonstruktionen weltweit außergewöhnliche mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest