



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Sternal de Cooley

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Sternal de Cooley

SKU RM-CSR-STD-1

\$354 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Profil enfant — 145.0 mm × 140.0 mm × 21.0 mm × 45.0 mm	RM-CSR-STD-1-1	\$354
Profil adulte — 200.0 mm × 180.0 mm × 32.0 mm × 50.0 mm	RM-CSR-STD-1-2	\$364
Profil extra large — 178.0 mm × 152.0 mm × 102.0 mm × 29.0 mm	RM-CSR-STD-1-3	\$374

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur sternal de Cooley est un instrument chirurgical cardiothoracique fondamental conçu spécifiquement pour assurer une séparation sternale symétrique et fiable ainsi qu'une large exposition médiastinale lors des interventions à cœur ouvert et thoraciques. Doté d'un mécanisme robuste à crémaillère, cet écarteur autostatique répartit uniformément la force d'écartement sur les deux berges hémisternales, prévenant ainsi les fractures osseuses localisées et les luxations costochondrales.

Conçu pour s'adapter aux divers profils anatomiques des patients, l'écarteur sternal de Cooley est fabriqué en trois configurations précisément dimensionnées : Profil Enfant (145 × 140 × 21 × 45 mm, \$354), Profil Adulte (200 × 180 × 32 × 50 mm, \$364) et Profil Extra Large (178 × 152 × 102 × 29 mm, \$374). Les courbures anatomiques de ses valves et ses rebords protecteurs s'appuient fermement contre les cortices sternales divisées, maintenant un champ visuel stable tout au long des canulations de pontage, des reconstructions valvulaires et des anastomoses de greffons.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) chirurgical de qualité supérieure avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur sternal de Cooley pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitaliers, offrant aux blocs de chirurgie cardiaque du monde entier

une rigidité mécanique exceptionnelle, une action de manivelle fluide et une durabilité à vie.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest