



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Sugita Mehrzweck-Kopfframe

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sugita Mehrzweck-Kopfframe

SKU RM-SMH-SET-1

\$4,999 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Smart Fix C-Halter	Starres C-Klammer-Chassis, das den Basisrahmen mit dem Operationstisch verbindet
1	Smart Fix Gelenk	Gelenkiger Verbindungsblock einschließlich 2 spezieller Befestigungsschrauben
1	Smart Fix Stopperhülse	Verriegelungsführungshülse, die axiale Rahmenverschiebung verhindert
1 Set	Smart Fix Kopfstift, Standard	Konischer Schädelfixierungsstift für Standard-Kraniotomien bei Erwachsenen
1 Set	Smart Fix Kopfstift, Lang	Verlängerter Schädelfixierungsstift für dicke Schädelknochenprofile
1	Flexible Basiseinheit	Mehrgelenkige Artikulationsbasis, die Tischbefestigungen verbindet
1	Rahmeneinheit	Halbrunder Hauptstruktur-Bogen, der 360° Zubehörbefestigung ermöglicht
1 Set	Feder-Skalpschellen-Reraktoren	Elastische Spannungsskalpschellen-Reraktoren für hämostatischen Halt
1	Federhaken-Versteller	Spannungs-Wählmechanismus zur Steuerung der Zugkraft des Skalpschellen
1 Set	Retractor Slide Adjustor II	Präzisions-Mikro-Vorschub-Gleithalterung für Hirnspatel

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Handauflage (Zentral)	Ergonomischer Unterarm- und Handgelenkstabilisator für den Mikrochirurgen
1	Handauflage R	Rechte anatomische Unterarmstütze
1	Handauflage L	Linke anatomische Unterarmstütze
1	Verstellbare Handauflage mit Dom-Schraube	Gelenkige Handauflage mit sphärischer Dom-Verriegelung
1	Verstellbare Handauflage mit Schieber	Longitudinale verschiebbare Handauflage für variable Operationswinkel
1	Instrumentenablage	Sterile Ablageschale für Saugrohre und Mikroinstrumente
1	Watteplatte	Ablagefläche für neurochirurgische Tupfer und Wattebäusche
1	Watteplatten-Versteller	Gelenkiger Positionierungsarm für die Wattebäusche-Plattform
1	Unterlochbefestigung	Zusätzliche Montagehalterung für periphere Hirnretractoren
1	Sterilisationsbox	Maßgeschneiderter Transportcontainer aus Aluminium/Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) zur Organisation

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Sugita Mehrzweck-Kopfframe ist ein international anerkanntes neurochirurgisches Schädel fixierungs- und mikrochirurgisches Retraktorsystem, das speziell entwickelt wurde, um eine starre Schädel immobilisierung und eine multivektorielle Hirnretraktion während komplexer offener Kraniotomien und Schädelbasiseingriffe zu ermöglichen. Dieser Kopfframe wurde für die sichere Montage an Operationstischschienen konzipiert und schafft einen ultrastabilen halbrunden Umfang um das Operationsfeld, wodurch Neurochirurgen in der Lage sind, empfindliche Mikrospatel, Skalpschellen und physiologische Auflagen mit absoluter mechanischer Stabilität unter Operationsmikroskopen zu positionieren.

Gebaut nach klinischen Rahmenspezifikationen, integriert dieser komplette Sugita Mehrzweck-Kopfframe-Satz (4.999 \$) eine umfangreiche modulare Suite mit 21 Komponenten, die für eine umfassende operative Vielseitigkeit ausgelegt ist. Die Kernarchitektur, handgefertigt aus deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), verfügt über eine flexible Basiseinheit und eine starre Rahmeneinheit, gepaart mit einem Smart Fix C-Halter, einem Smart Fix Gelenk (einschließlich 2 Befestigungsschrauben), einer Smart Fix Stopperhülse sowie sowohl Standard- als auch langen Kopfstiften für einen rutschfesten Schädelbolzensitz. Die mikrochirurgische Handhabungsbaugruppe umfasst linke und rechte Handauflagen, verstellbare Handauflagen mit Dom-Schrauben und Schiebern, Instrumentenablagen, Watteplatten mit Einstellern, Feder-Skalpschellen-Retraktoren mit Einstellern, eine Unterlochbefestigung und Retractor Slide Adjustor II-Mechanismen, alles in einer speziellen robusten Sterilisationsbox untergebracht.

Geschmiedet mit einer blendfreien satinmatten Oberfläche, stellt Retractor Maker den Sugita Mehrzweck-Kopfframe her, um wiederholten Krankenhaus-Autoklavenzyklen standzuhalten, und bietet neurochirurgischen Zentren, kranio-traumatologischen Einheiten und Schädelbasis-Instituten weltweit außergewöhnliche mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavenbeständigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest