



FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Kawamoto Isolado de Extremidade Dupla

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Kawamoto Isolado de Extremidade Dupla

SKU RM-KDEIR-1

\$34 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Kawamoto Double Ended Insulated Retractor	Dimensões / Detalhes: 6" (152 mm) de comprimento, lâminas isoladas em L de 14 x 16 mm	\$34
Manga Protetora / Caixa	Dimensões / Detalhes: Embalagem individual para transporte	\$34

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Kawamoto Isolado de Extremidade Dupla é um instrumento especializado para cirurgia plástica e craniofacial, projetado especificamente para proporcionar o deslocamento seguro de tecidos moles, protegendo os tecidos adjacentes de correntes eletrocirúrgicas dispersas. Revestido com uma isolamento dielétrico durável e resistente ao calor, este afastador evita a transferência térmica acidental, arco elétrico e queimaduras por contato durante a dissecação ativa por eletrocautério monopolar ou bipolar.

Construído para maximizar a segurança do paciente contra lesões térmicas, esta configuração do Afastador Kawamoto Isolado de Extremidade Dupla apresenta um comprimento total da ferramenta de 6 polegadas (15.2 cm / 152 mm, \$34). Suas extremidades de trabalho incorporam uma pegada de lâmina de 14 mm x 16 mm de largura, construída em um perfil de configuração em L de extremidade dupla combinado com um cabo central plano. As margens lisas e não condutoras da lâmina acomodam retalhos delicados de pele e mucosa oral de forma segura, proporcionando aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual confortável durante procedimentos reconstrutivos complexos.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com um revestimento dielétrico não condutor de alta integridade, a Retractor Maker produz o Afastador Kawamoto Isolado de Extremidade Dupla para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo aos centros

de cirurgia plástica, maxilofacial e pediátrica em todo o mundo excepcional segurança elétrica, resistência à corrosão e durabilidade clínica completa.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest