



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Costal Morse-Favaloro

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Costal Morse-Favaloro

SKU RM-MFRS-160-1

\$269 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Estrutura de Trilho Guia Deslizante Paralelo	Trilho guia de alumínio leve que serve como chassi de expansão
4 (2 Pares)	Lâminas Laterais Anguladas Móveis	Quatro lâminas ajustáveis multiposição de 17 mm x 22 mm que se moldam às costelas
1	Trava de Rosca Giratória	Parafuso de travamento integrado que fixa as lâminas na retração ideal
2	Braços de Forceps de Retração Ergonômicos	Hastes de cabo de alumínio cônicas projetadas com bordas externas lisas
1	Caixa / Armazenamento Protetor	Embalagem de transporte padrão

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Costal Morse-Favaloro é um retrator cirúrgico cardiotorácico essencial, projetado especificamente para fornecer separação intercostal segura e contornada, além de exposição torácica anterior durante revascularização coronária e procedimentos pulmonares. Projetado com lâminas móveis multiposição, este instrumento permite que as pás laterais girem e se moldem precisamente à curvatura das costelas do paciente, distribuindo as cargas de distração uniformemente para evitar hematomas periosteais focais ou fraturas costais.

Construído para um controle cirúrgico refinado, esta configuração dedicada do Afastador Costal Morse-Favaloro apresenta uma amplitude de expansão horizontal total de 160 mm (\$269). Fabricado à mão com lâminas de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) montadas em um trilho guia de alumínio leve, as

lâminas laterais móveis medem 17 mm x 22 mm, otimizadas para adaptação óssea precisa em caixas torácicas padrão e delicadas. As quatro lâminas móveis (duas por haste) travam na retração ideal por meio de uma trava de rosca integrada, enquanto as hastes do cabo de alumínio cônico apresentam bordas externas lisas para proteger os tecidos moles adjacentes.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Costal Morse-Favaloro para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo a centros de cirurgia cardíaca, clínicas torácicas e centros cirúrgicos em todo o mundo estabilidade mecânica excepcional, resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest