



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Крючок-ретрактор для кожи Meyerding

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Крючок-ретрактор для кожи Meyerding

SKU RM-MSHR-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
16 cm (approx. 6.3")	RM-MSHR-1-1	\$44
22.86 cm (9.0")	RM-MSHR-1-2	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Meyerding Skin Hook/Retractor — это универсальный двусторонний хирургический инструмент, разработанный специально для сочетания деликатной тракции кожи и смещения более глубоких мягких тканей в одном корпусе. Разработанный для высокой процедурной гибкости, этот двусторонний инструмент позволяет хирургическим бригадам чисто приподнимать края кожи с помощью тонкого крючка на одном конце, а затем переворачивать инструмент для удержания фасциальных краев с помощью цельной лопатки ретрактора без смены инструментов.

Эта конфигурация Meyerding Skin Hook/Retractor, созданная для полной процедурной адаптивности, предлагается в двух вариантах общей длины: компактная модель 16 cm (\$44) для тонких косметических процедур и удлиненная модель 22.86 cm (\$49) для более глубоких операционных полей. Изготовленные вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, интегрированные рабочие концы включают ретрактор с профилем лопатки шириной 5.0 mm и длиной 16.0 mm, в паре с наконечником Skin Hook с 1 острым зубцом для обеспечения точного захвата чувствительных краев тканей без соскальзывания. Сбалансированная центральная рукоятка обеспечивает неустойчивое ручное управление.

Выполненный с антибликовым матовым покрытием, Retractor Maker производит Meyerding Skin Hook/Retractor с расчетом на многократные циклы больничной стерилизации, обеспечивая отделениям пластической, реконструктивной и общей хирургии по всему миру исключительную коррозионную стойкость, структурную жесткость и полную долговечность в автоклаве.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest