



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Пластинчатый ретрактор Tessier (гибкий)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Пласти́нчатый ретрактор Tessier (гибкий)

SKU RM-TMRR-22-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Узкий клинок — 22 cm length, узкий пластичный шпатель — Ревизия дна орбиты, медиальный кантус, педиатрическая челюстно-лицевая хирургия	RM-TMRR-22-1-1	\$44
Средний клинок — 22 cm length, средний пластичный шпатель — Стандартная экспозиция края орбиты, остеотомия скуловой дуги и верхней челюсти	RM-TMRR-22-1-2	\$44
Широкая лопатка — 22 cm длина, широкий пластичный шпатель — широкая элевация лобного лоскута, коронарный доступ и защита глазного яблока	RM-TMRR-22-1-3	\$44
Набор из трех единиц — Узкий, средний и широкий — Полный набор пластичных черепно-лицевых ретракторов для всех доступов к костям лица	RM-TMRR-22-1-4	\$94

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Пласти́нчатый ретрактор Tessier — это специализированный хирургический инструмент для челюстно-лицевой, пластической и орбитальной хирургии, разработанный для безопасного

атравматичного смещения мягких тканей и защиты глазного яблока при сложных реконструкциях лица. Благодаря гибкой пластинчатой конструкции инструмент позволяет хирургу интраоперационно адаптировать форму лезвия под край орбиты, скуловую кость и верхнюю челюсть, обеспечивая стабильную ретракцию без риска развития очагового некроза от давления на нежные периокулярные структуры.

Данная модель ретрактора Tessier длиной 22 cm (\$44) рассчитана на частые циклы автоклавирования и обладает высокой коррозионной стойкостью. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали хирургического класса, имеет толщину/диаметр основания лезвия 9 mm и сбалансированный вес 0.100 kg для оптимальной тактильной чувствительности. Линейка включает три варианта ширины — узкое, среднее и широкое лезвие — или полный комплект из трех инструментов (\$94, опция +\$50.00).

Изделие имеет антибликовое сатиновое матовое покрытие. Retractor Maker производит ретракторы Tessier, способные выдерживать многократные изгибы и циклы стерилизации, обеспечивая отделения челюстно-лицевой хирургии и клиники пластической хирургии по всему миру инструментами с исключительной пластичностью и долговечностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest