



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Vaginal Jackson

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Vaginal Jackson

SKU RM-JVR-1

\$44 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
75 mm × 38 mm	RM-JVR-1-1	\$44
90 mm × 38 mm	RM-JVR-1-2	\$49
100 mm × 38 mm	RM-JVR-1-3	\$54

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador vaginal Jackson es un instrumento quirúrgico ginecológico esencial, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento seguro y de superficie amplia del tejido de las paredes vaginales y el suelo pélvico. Diseñado con una hoja cóncava anatómicamente curva, este separador permite a los cirujanos deprimir la pared vaginal posterior con suavidad, estableciendo un corredor visual expansivo hacia el cuello uterino y la cúpula sin causar desgarros mucosos focales.

Construido para la adaptabilidad clínica, este modelo de separador vaginal Jackson mantiene una estructura de longitud total fija de 18 cm, al tiempo que ofrece múltiples tamaños de modelo seleccionables y áreas de superficie de hoja dinámicas desde el menú de configuración. Los cirujanos pueden elegir entre tres dimensiones de hoja estandarizadas: 75 mm × 38 mm (\$44), 90 mm × 38 mm (\$49) y un perfil extendido de 100 mm × 38 mm (\$54) categorizado en las configuraciones Tamaño #1 y Tamaño #2. Su mango ergonómico en ángulo descendente proporciona a los asistentes quirúrgicos una palanca manual constante y sin fatiga durante procedimientos de reconstrucción pélvica prolongados.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de calidad médica premium con un acabado satinado mate libre de reflejos, Retractor Maker fabrica el separador vaginal Jackson para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los equipos de obstetricia, ginecología y uroginecología de todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y total

resistencia al autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest