



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Traqueal Jackson-Ponta Dupla

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Traqueal Jackson-Ponta Dupla

SKU RM-JTR-DE-17-1

\$39 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Jackson Tracheal Retractor-Double Ended	Comprimento total de 17 cm, lâminas delgadas curvas de ponta dupla	\$39
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual de transporte	\$39

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Traqueal Jackson-Ponta Dupla é um instrumento essencial de otorrinolaringologia e cirurgia de emergência, desenvolvido especificamente para fornecer eficiência de retração dupla durante procedimentos de traqueostomia eletivos e emergenciais. Projetado com lâminas curvas contrastantes em extremidades opostas de um cabo central, este instrumento permite que as equipes cirúrgicas transitem sem esforço entre o deslocamento de tecidos moles pré-traqueais e a elevação direta do anel traqueal sem a troca de ferramentas.

Construído para otimizar a agilidade operatória, esta configuração do Afastador Traqueal Jackson-Ponta Dupla apresenta um comprimento total da ferramenta de 17 cm (\$39). Sua arquitetura delgada, curva e de ponta dupla é combinada com um cabo central ergonômico projetado para reduzir a fadiga manual do usuário, proporcionando uma contra-tração manual estável. As extremidades de trabalho suavemente polidas acomodam tecidos cervicais delicados e margens traqueais confortavelmente, prevenindo lacerações mucosas acidentais ou fraturas de cartilagem durante a inserção do tubo.

Usinado a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com um acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Traqueal Jackson-Ponta Dupla sob rigorosos padrões clínicos, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade completa em autoclave para salas de ORL, prontos-socorros e centros de trauma em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest