



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Изогнутый ретрактор Hohmann (Bent Hohmann Retractor)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Изогнутый ретрактор Hohmann (Bent Hohmann Retractor)

SKU RM-BHR-ORTHO-1

\$69 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
8"	RM-BHR-ORTHO-1-1	\$69
9 ¾"	RM-BHR-ORTHO-1-2	\$74
11"	RM-BHR-ORTHO-1-3	\$79
11 ½"	RM-BHR-ORTHO-1-4	\$84
12 ⅛"	RM-BHR-ORTHO-1-5	\$89

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Изогнутый ретрактор Hohmann является незаменимым ортопедическим костным рычажным инструментом, предназначенным для исключительного смещения тканей и экспозиции кости во время реконструкции суставов и стабилизации переломов. Благодаря отчетливому изгибу стержня книзу, этот инструмент позволяет отвести руки ассистента и рукоятку от разреза, сохраняя беспрепятственный обзор глубоких суставных пространств.

Серия изогнутых ретракторов Hohmann, созданная для работы с высоким усилием при подъеме костей и мышц, предлагает широкий выбор анатомических длин и профилей рукояток. Хирурги могут выбирать общую длину 8" (\$69), 9 ¾" (\$74), 11" (\$79), 11 ½" (\$84) и 12 ⅛" (\$89) в сочетании с рукоятками 7", 9 ¾" или 10". Узкий контурный клюв надежно фиксируется за кортикальным слоем кости, обеспечивая мощную противотягу без риска соскальзывания в сосудисто-нервные зоны.

Изготовленный из высокопрочной хирургической нержавеющей стали с безбликовым матовым сатиновым покрытием, Retractor Maker производит изогнутый ретрактор Hohmann, способный

выдерживать большой крутящий момент без деформации, обеспечивая надежные клинические результаты для бригад по эндопротезированию и травматологии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest