



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Cronin pour lèvre et narine

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Cronin pour lèvre et narine

SKU RM-CLNR-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Cronin Lip & Nostril Retractor	Longueur totale 6" (15.2 cm), largeur 14 mm, double extrémité	\$49
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Cronin pour lèvre et narine est un instrument indispensable en chirurgie plastique et reconstructrice, conçu spécifiquement pour offrir une exposition tissulaire à double usage lors de la réparation des fentes labiales et des rhinoplasties. Conçu avec deux extrémités de travail anatomiques spécialisées sur un seul châssis, cet instrument permet aux chirurgiens de passer sans effort de l'expansion intranasale délicate à l'élévation labiale supérieure sans changer d'outil.

Construit pour maximiser la visualisation peropératoire sur deux structures faciales distinctes, cette configuration de l'écarteur de Cronin présente une longueur totale de 6 pouces (15.2 cm) et une largeur de 14 mm (\$49). L'extrémité nasale est dotée de deux branches émoussées conçues pour se loger en toute sécurité dans le vestibule nasal, rétractant le bord alaire pour élargir le champ visuel interne. L'extrémité labiale opposée présente une courbure interne lisse conçue pour élever confortablement la lèvre supérieure et les crêtes philtrales lors de la réparation de la fente sans pincer les tissus muqueux.

Forgé à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de Cronin selon des normes cliniques strictes, offrant une haute résistance à la corrosion, un excellent équilibre ergonomique et une durabilité totale à l'autoclave pour les blocs opératoires de chirurgie pédiatrique, plastique et craniofaciale du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest