



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador para Enxerto Ósseo Saxena

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador para Enxerto Ósseo Saxena

SKU RM-SBGR-1

\$124 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
16.5 cm Variant — Serrilhada ou Serrilhada Cruzada	RM-SBGR-1-1	\$124
25.5 cm Variante — Serrilhada ou Serrilhada Cruzada	RM-SBGR-1-2	\$149

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador para Enxerto Ósseo Saxena é um afastador cirúrgico ortopédico e reconstrutivo indispensável, projetado especificamente para fornecer estabilização óssea confiável e deslocamento de tecidos moles durante a colheita de enxerto ósseo autólogo. Projetado com pontas texturizadas especializadas que se fixam com segurança na crista ílica ou corticais tibiais, este instrumento evita o deslizamento sob forte tração mecânica, protegendo os feixes neurovasculares circundantes enquanto trépanos ósseos e osteótomos estão em uso.

Construído para resistir a ciclos frequentes de esterilização em autoclave e oferecendo garantia vitalícia contra ferrugem e defeitos de fabricação, este Afastador para Enxerto Ósseo Saxena é altamente customizável em dois perfis de comprimento total: uma variante de 16.5 cm (\$124) otimizada para campos mais estreitos e confinados, e uma variante estendida de 25.5 cm (\$149) projetada para fornecer amplo alcance em sítios cirúrgicos mais profundos. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), os cirurgiões podem selecionar entre duas configurações de ponta texturizada: um perfil de Pontas Serrilhadas para aderência linear ou um perfil de Pontas Serrilhadas Cruzadas para engajamento ósseo antiderrapante multidirecional.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador para Enxerto Ósseo Saxena para suportar imenso torque mecânico e repetidos ciclos de autoclave hospitalar, fornecendo aos

centros de trauma ortopédico, unidades de coluna e clínicas bucomaxilofaciais em todo o mundo rigidez estrutural excepcional, resistência à corrosão e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)