



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Sistema de Afastadores Bookwalter StrongArm

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sistema de Afastadores Bookwalter StrongArm

SKU RM-BSA-1

\$899 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Braço de Posicionamento Bookwalter StrongArm	Sistema de Posicionamento Completo com 3 Juntas Articuladas
1	Poste de Campo	Disponível nos comprimentos de 12" (30 cm) ou 18" (45 cm)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Sistema Bookwalter StrongArm é um braço de suporte montado em mesa projetado para manter os sistemas de afastadores autoestáticos Bookwalter e compatíveis estáveis durante todo o procedimento, liberando a equipe cirúrgica da retração manual. O braço de posicionamento completo com três juntas articuladas permite que a altura, o alcance e o ângulo do anel acoplado sejam ajustados e, em seguida, travados na posição.

O sistema é fornecido com um poste de campo, disponível em 12" (30 cm) ou 18" (45 cm) de comprimento, para que a altura de trabalho possa ser adaptada à posição do paciente e à profundidade da exposição. O preço varia de \$899 a \$1,099 dependendo do comprimento do poste escolhido; confirme sua configuração preferida ao solicitar um orçamento.

Todos os componentes são fabricados em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) não magnético e enviados em embalagens protetoras seguras. O Sistema Bookwalter StrongArm é fornecido não estéril, é reutilizável e totalmente autoclavável, devendo ser limpo e esterilizado de acordo com os procedimentos validados de sua instituição antes do uso.

A Retractor Maker fabrica e fornece o Sistema Bookwalter StrongArm diretamente de sua unidade próxima ao Sardaar Saleem Medident Hospital, Roras Road, Sialkot 51310, Paquistão.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest