



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure

SKU RM-SAR-GE-775-1

\$79 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure	7 ¾" (19.68 cm) uzunluk, 40 mm genişliğinde bıçak, ergonomik T-sap	\$79
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$79

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure, total ve ters omuz rekonstrüksiyonları sırasında güçlü kemik manivelası ve çevresel yumuşak doku deplasmanı sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış uzman bir ortopedik cerrahi alettir. Posterior glenoid kenarının ve humerus boynunun arkasına oturacak şekilde tasarlanan bu ekartör, cerrahi ekiplerin proksimal humerusu posteriora kaydırmasına olanak tanıyarak oyma ve bileşen yerleştirme işlemleri için doğrudan glenoid boşluğuna geniş bir görüş koridoru oluşturur.

Yüksek frekanslı otoklav sterilizasyon protokollerine dayanacak şekilde üretilen bu Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure konfigürasyonu, 7 ¾ inç (19.68 cm, \$79) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma ucu, kemik kortekslerini ezmeden ağır kapsüller ve kas dokularını kavrayacak şekilde form verilmiş 40 mm genişliğinde bir bıçak düzenine sahiptir. Entegre ergonomik T-sapı, kullanıcı için güçlü bir kavrama sağlamak ve mekanik kaldırıcı artırmak üzere tasarlanmış olup, uzun süreli glenoid hazırlığı sırasında asistan ön kol yorgunluğunu önemli ölçüde azaltır.

Yansıma önleyici saten mat kaplamalı, steril olmayan, yeniden sterilize edilebilir bir ameliyathane cihazı olarak sunulan Retractor Maker, Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure modelini ağır ortopedik torka dayanacak şekilde üretir; dünya çapındaki omuz rekonstrüksiyon üniteleri ve spor hekimliği merkezleri için olağanüstü korozyon direnci, yapısal rijitlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest