



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Murphy Ball

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Murphy Ball

SKU RM-MBR-35-1

\$39 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
2.0 mm Ponta esférica	RM-MBR-35-1-1	\$39
Ponta Esférica de 3.0 mm	RM-MBR-35-1-2	\$39
Ponta esférica de 4.0 mm	RM-MBR-35-1-3	\$39

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Murphy Ball é um instrumento cirúrgico manual indispensável, projetado especificamente para fornecer exploração tecidual segura e atraumática, manipulação de nervos e deslocamento de vasos em cavidades cirúrgicas profundas. Desenvolvido com uma ponta esférica ultra-suave, este afastador ancora-se suavemente em torno de estruturas tubulares delicadas, permitindo que os cirurgiões mobilizem planos teciduais sem risco de perfuração acidental, laceração ou lesão intimal.

Construído para alcance prolongado em cavidades profundas, este Afastador Murphy Ball mantém um comprimento total uniforme de 35 cm (\$39) que proporciona um acesso excepcional em corredores pélvicos, espinhais e abdominais profundos. Fabricado artesanalmente a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a geometria da lâmina apresenta um design de gancho angulado a 60 graus combinado com diâmetros de ponta esférica selecionáveis: pontas arredondadas de 2.0 mm, 3.0 mm ou 4.0 mm, projetadas para facilitar a manipulação suave do tecido enquanto minimizam o trauma potencial de perfuração. Seu cabo balanceado oferece um feedback tátil refinado.

Forjado com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Murphy Ball para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo aos centros cirúrgicos gerais, espinhais e vasculares em todo o mundo uma resistência excepcional à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade clínica completa.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest