



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Hohmann Retractor Right Angled (直角ホーマンレトラクター)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Hohmann Retractor Right Angled (直角ホーマンレトラクター)

SKU RM-HRRA-1

\$79 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
9 ½" Overall Length — 24.13 cm length, 7" handle, 40 mm 直角曲がり	RM-HRRA-1-1	\$84
9 ¾" Overall Length — 24.76 cm length, 7" handle, 18 mm 直角曲がり	RM-HRRA-1-2	\$79

製品詳細

Hohmann Retractor Right Angledは、股関節再建術や複雑な骨盤骨切り術において、直接的かつ垂直な組織レベレーションと骨露出を提供するために特別に設計された整形外科用手術器具です。正確な直角ブレードドロップ設計により、術野を狭めることなく、また不均一な圧力をかけることなく、深部の筋肉層をきれいに牽引することが可能です。

術野の深度に合わせて、2つのサイズバリエーションを用意しています。9 ½" (24.13 cm) モデル (\$84) は、深い40 mmの直角曲げ加工を施した7"ハンドルを備え、深部の骨盤や後方股関節の露出に最適です。9 ¾" (24.76 cm) モデル (\$79) は、中間深度向けの18 mm直角曲げ7"ハンドルを備えています。輪郭形成された先端の嘴状部分は、骨縁に確実にフックし、強い牽引力下での不意の滑脱を防ぎます。

Retractor Makerは、高品質な医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射を抑えたサテンマット仕上げを施して製造しています。強力なトルクや繰り返しのオートクレープ滅菌に耐えうる設計で、世界中の人工関節置換術や外傷外科チームに揺るぎない耐久性と精度を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest