



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Cushing デコンプレッション・リトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cushing デコンプレッション・リトラクター

SKU RM-CDR-215-1

\$59 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Cushing デコンプレッション・リトラクター	21.5 cm 全長、13 × 19 mm 窓付きサドルブレード	\$59
保護スリーブ / ボックス	輸送用個別包装	\$59

製品詳細

Cushing デコンプレッション・リトラクターは、深い術野での精密で低圧な組織牽引と最適な可視化を実現するために設計された、国際的に高く評価されている脳神経外科・脊椎外科用開創器です。独特の中空サドルフック形状により、ブレード構造越しに直接視線を確保しながら、繊細な神経根、硬膜囊端、および硬膜組織を移動・保護することができます。

複雑な減圧術中の視認性を最大化するために構築されたこの Cushing デコンプレッション・リトラクターは、全長 21.5 cm (\$59) であり、深い脊椎や頭蓋底の病変部へ容易に到達します。先端部には 13 mm 幅 × 19 mm 長の窓付きブレードを採用しており、光や顕微鏡の視界を遮ることなく組織を安全に固定します。人間工学に基づいたフラットハンドルは、外科助手に疲労の少ない手動レバレッジと洗練された触覚フィードバックを提供します。

Retractor Maker は、反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアム医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）からこのリトラクターを製造しています。厳格な臨床基準に従い、高い耐食性、揺るぎない構造的剛性、そして世界中の脳神経外科および脊椎センターでの完全なオートクレーブ対応を実現しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest