



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de bord acétabulaire antérolatéral

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur de bord acétabulaire antérolatéral

SKU RM-AARR-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Anterolateral Acetabular Rim Retractor	Longueur 10" (25.4 cm), lame de 18 mm de largeur × 3.25" de profondeur	\$49
Housse de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de bord acétabulaire antérolatéral est un écarteur chirurgical orthopédique dédié, conçu pour établir une exposition claire et stable de la marge acétabulaire lors d'une arthroplastie totale de la hanche primaire ou de révision. En s'ancrant solidement sur le bord osseux antérolatéral, cet instrument déplace les tissus capsulaires antérieurs et la musculature abductrice, assurant un couloir visuel dégagé dans la cavité pelvienne.

Conçu pour un effet de levier anatomique robuste, ce modèle d'écarteur de bord acétabulaire antérolatéral présente une longueur totale de 10 pouces (25.4 cm) avec une largeur de lame de 18 mm et un profil de profondeur de lame étendu de 3.25 pouces (8.3 cm). La lame distale inclinée est profilée pour s'accrocher fermement sur le rebord acétabulaire sans empiéter sur les structures neurovasculaires fémorales environnantes. Sa poignée ergonomique permet aux assistants chirurgicaux d'appliquer une contre-traction soutenue avec une fatigue manuelle minimale pendant l'alésage de la cavité et l'impaction de la cupule.

Fabriquée à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur de bord acétabulaire antérolatéral pour supporter un effet de levier opératoire important, offrant aux services d'orthopédie du monde entier une résistance supérieure à la corrosion et une durabilité complète en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest