



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Cobra Style Femur Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cobra Style Femur Retractor

SKU RM-CSFR-1

\$84 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Cobra Style Femur Retractor	11.75" (29.84 cm) uzunluk, kobra kavisli bıçak, geniş kancalı uç	\$84
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$84

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Cobra Style Femur Retractor, büyük kalça rekonstrüksiyonları ve kırık fiksasyonları sırasında femoral shaftın ve proksimal femurun derin, ödün vermeyen bir görünümünü sağlamak için özel olarak tasarlanmış uzman bir ortopedik cerrahi rekraktördür. Anatomik kobra benzeri bir eğri ile üretilen bu alet, cerrahi asistanların kalın kuadriseps ve hamstring kaslarını operasyon koridorundan sorunsuz bir şekilde uzaklaştırmasına olanak tanır.

Sağlam derin doku deplasmanı için tasarlanan bu Cobra Style Femur Retractor konfigürasyonu, 11.75 inç (29.84 cm, \$84) toplam uzunluğa sahiptir. Çalışma ucu, çevredeki nörovasküler demetleri kaydırmadan veya travmatize etmeden posterior ve medial femoral korteks etrafına güvenli bir şekilde oturmak üzere özel olarak tasarlanmış geniş, pürüzsüz kancalı bir uç içerir. Geniş bıçak gövdesi, kaldıraç kuvvetini eşit olarak dağıtarak ağır retraksiyon sırasında fokal kas ezilmesini önler.

Retractor Maker, yansıma yapmayan saten mat yüzeyli birinci sınıf cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülmüş Cobra Style Femur Retractor'ı, muazzam ortopedik torka ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmiştir; travma ve eklem replasmanı ameliyathaneleri için olağanüstü güç, korozyon direnci ve klinik uzun ömür sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest