



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Brunner

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Brunner

SKU RM-BRUN-1

\$54 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
89 × 19 mm	RM-BRUN-1-1	\$54
101 × 25 mm	RM-BRUN-1-2	\$56
120 × 25 mm	RM-BRUN-1-3	\$58
130 × 29 mm	RM-BRUN-1-4	\$60
140 × 29 mm	RM-BRUN-1-5	\$62
159 × 29 mm	RM-BRUN-1-6	\$64
178 × 29 mm	RM-BRUN-1-7	\$69

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Brunner é um afastador cirúrgico essencial para cavidades profundas, projetado especificamente para fornecer retração muscular e de tecidos moles confiável e manual durante grandes cirurgias abdominais, torácicas e pélvicas abertas. Projetado com uma lâmina alongada em ângulo reto que termina em um lábio de retenção pronunciado, este instrumento permite que as equipes cirúrgicas desloquem camadas espessas de tecido e grandes massas musculares com o mínimo de esforço manual.

Construída para total adaptabilidade processual, esta série de Afastador Brunner apresenta um comprimento total uniforme de 25.5 cm emparelhado com sete dimensões de lâmina progressivas: 89 × 19 mm (\$54), 101 × 25 mm (\$56), 120 × 25 mm (\$58), 130 × 29 mm (\$60), 140 × 29 mm (\$62), 159 × 29 mm (\$64) e uma configuração extra profunda de 178 × 29 mm (\$69). A face larga da lâmina fornece distribuição uniforme da

pressão para evitar a necrose tecidual, enquanto o cabo ergonômico com abertura em gota garante uma pegada firme e antiderrapante durante a contra-tração prolongada.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Brunner para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando às equipes cirúrgicas gerais, ortopédicas e ginecológicas durabilidade excepcional e desempenho clínico.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)