



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Finochietto-Infant Rippensperrer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Finochietto-Infant Rippensperrer

SKU RM-FIRS-SERIES-1

\$319 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Filigranes horizontales Schienengestell	Kompaktes Gleitschienen-Layout, optimiert für die Säuglingsthorakotomie
2 (Fixiertes Paar)	Fixierte, abgewinkelte Valven	14×15 mm oder 15×15 mm fensterförmige Seitenmodule
1	Feststellschraube	Manuelle Sicherheitsverriegelung zur Fixierung der Spreizung und Entlastung
2	Ergonomische, konische Zangenarme	Leichte, strukturierte Griffe mit vollständig glatten Außenkanten
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Finochietto-Infant Rippensperrer ist ein essenzieller chirurgischer Retraktor für die Neonatal- und Säuglingsthoraxchirurgie, speziell entwickelt für die kontrollierte, mikro-kalibrierte Rippendistraktion bei kongenitalen kardio-thorakalen Eingriffen. Ausgestattet mit einer filigranen horizontalen Gleitschiene ermöglicht dieses Instrument Kinderchirurgen, die zarten Rippen von Säuglingen mit außergewöhnlicher Sanftheit zu spreizen, wodurch Risse am costochondralen Übergang vermieden werden und gleichzeitig ein optimales Sichtfeld auf das kindliche Mediastinum gewährleistet wird.

Konzipiert für die anatomischen Gegebenheiten bei Säuglingen, bietet diese Finochietto-Infant Rippensperrer-Serie bis zu 75 mm Spreizkapazität in zwei spezialisierten Valven-Konfigurationen: Option A (\$319) verfügt über fixierte, fensterförmige Valven von 14 mm × 15 mm, während Option B (\$349) Valven in 15 mm × 15 mm umfasst. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem OP-Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl

(nicht magnetisch), halten die kompakten lateralen Module die Rippen sicher ohne zu verrutschen. Eine manuelle Feststellschraube fixiert die Retraktion sicher, um Ermüdungserscheinungen beim Anwender vorzubeugen, während die ergonomischen, konischen Arme über glatte Außenkanten zum Schutz des angrenzenden Weichgewebes verfügen.

Gefertigt mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, produziert Retractor Maker den Finochietto-Infant Rippensperrerr für maximale Beständigkeit gegenüber wiederholten Sterilisationszyklen. Dies garantiert Neugeborenen-Stationen, Zentren für angeborene Herzfehler und pädiatrischen Trauma-Zentren weltweit mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest