



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Gruber для ринопластики

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор Gruber для ринопластики

SKU RM-GRR-NOSE-1

\$89 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ретрактор Gruber для ринопластики	Двойной крючок шириной 10 mm, плоская рукоятка — 1	\$89
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка — 1	\$89

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Gruber для ринопластики — это специализированный ручной инструмент для ринопластики и пластической хирургии лица, разработанный для безопасного и стабильного отведения нежных тканей носа. Предназначенный для мобилизации кожно-хрящевого конверта и нижних латеральных хрящей, этот ретрактор обеспечивает хирургу чистую визуализацию каудального отдела перегородки и каркаса кончика носа.

Данная конфигурация ретрактора Gruber для ринопластики оснащена двойным крючком шириной 10 mm (\$89), оптимизированным для атравматичного захвата. Эргономичная форма крючков позволяет удерживать кожные лоскуты без риска локального прокола дермы или нарушения микроциркуляции. Тонкая сбалансированная рукоятка обеспечивает хирургу высокую тактильную чувствительность и снижает утомляемость рук при длительных манипуляциях.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, инструмент от Retractor Maker соответствует строгим клиническим стандартам. Он обладает высокой коррозионной стойкостью, жесткостью конструкции и выдерживает многократное автоклавирование, что делает его идеальным выбором для клиник челюстно-лицевой и пластической хирургии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest