



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Raiz Nervosa Love

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Raiz Nervosa Love

SKU RM-LNRR-MAT-1

\$24 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Perfil Reto	Comprimentos Disponíveis: 17.5 cm ou 21.5 cm · Papel Clínico Primário: Acesso interlaminar linear direto e mobilização de raiz de saída · Preço (USD): \$24.00 / \$29.00
1	Perfil Angular 45 Graus	Comprimentos Disponíveis: 17.5 cm ou 21.5 cm · Papel Clínico Primário: Descompressão do recesso lateral e proteção da raiz nervosa subarticular · Preço (USD): \$24.00 / \$29.00
1	Perfil Angular 90 Graus	Comprimentos Disponíveis: 17.5 cm ou 21.5 cm · Papel Clínico Primário: Exploração foraminal profunda e contenção medial do saco dural · Preço (USD): \$24.00 / \$29.00
1	Luva Protetora / Caixa	Comprimentos Disponíveis: Embalagem de Transporte Padrão · Papel Clínico Primário: — · Preço (USD): Incluso

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Raiz Nervosa Love é um afastador de microcirurgia espinhal aclamado internacionalmente, projetado especificamente para fornecer retração e proteção segura e não traumática das raízes nervosas espinhais transversais e do saco tecal durante procedimentos de disco lombar. Projetado com uma haste rígida alongada terminando em uma ponta de lâmina côncava atraumática, este instrumento permite que os cirurgiões de coluna trabalhem confortavelmente em janelas interlaminares estreitas sem o risco de lesões por

estiramento nervoso ou rupturas durais.

Construída com uma matriz de seleção adaptável que combina múltiplos comprimentos e ângulos de trabalho, esta série de Afastador de Raiz Nervosa Love é oferecida em dois comprimentos totais: 17.5 cm (\$24) para corredores lombares posteriores padrão e 21.5 cm (\$29) para acesso espinhal profundo. Fabricada artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a haste rígida é selecionável em três configurações funcionais: perfil Reto para exposição linear direta, perfil Angular de 45 Graus para mobilização de recesso lateral e perfil Angular de 90 Graus para proteção de nervo foraminais profundo. Seu cabo ergonômico plano garante alta sensibilidade na ponta dos dedos e contra-tração constante.

Forjado com um acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Raiz Nervosa Love para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo a centros de coluna, salas de neurocirurgia e unidades de trauma ortopédico em todo o mundo rigidez estrutural inabalável, alta resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)