



## FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Raíz Nerviosa Hess

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Separador de Raíz Nerviosa Hess

**SKU** RM-HNRR-1

**\$69 USD**

### TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

| TAMAÑO / OPCIÓN                              | SKU / DETALLES | PRECIO (USD) |
|----------------------------------------------|----------------|--------------|
| 10.0 cm — Hoja de 3.0 mm - 4.0 mm — Estándar | RM-HNRR-1-1    | \$69         |
| 10.0 cm — Hoja de 5.0 mm - 7.0 mm — Estándar | RM-HNRR-1-2    | \$69         |
| 12.0 cm                                      | RM-HNRR-1-3    | \$74         |
| 17.5 cm                                      | RM-HNRR-1-4    | \$79         |

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Raíz Nerviosa Hess es un retractor neuroquirúrgico y de columna especializado, diseñado específicamente para proporcionar una retracción y protección segura y no traumática de las raíces nerviosas y del saco tecal durante procedimientos de disco lumbar. Diseñado con un extremo de trabajo angulado y una punta cóncava, este separador permite a los cirujanos de columna movilizar suavemente las fibras nerviosas en sentido medial, exponiendo la hernia discal intervertebral sin riesgo de neuropraxia por tracción.

Construido para adaptarse a diversas profundidades espinales, esta serie de Retractor Maker presenta tres alcances físicos distintos: 10.0 cm (\$69), 12.0 cm (\$74) y 17.5 cm (\$79). Forjado a mano en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento ofrece cuatro opciones de ancho de hoja seleccionables: 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm y 7.0 mm. La geometría estructural de su hoja combina una arquitectura angulada con un conjunto de mango de agarre especializado que brinda a los cirujanos una retroalimentación táctil excepcional y un apalancamiento manual sin fatiga bajo iluminación microscópica.

Con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador de Raíz Nerviosa Hess para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a las salas de neurocirugía y centros

ortopédicos de columna en todo el mundo una rigidez estructural inquebrantable, alta resistencia a la corrosión y durabilidad clínica total.



# GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

## CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sitios web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest