



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Toennis Sinir Kökü Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Toennis Sinir Kökü Ekartörü

SKU RM-TNRR-15-1

\$29 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Toennis Sinir Kökü Ekartörü	15 cm toplam uzunluk, ince shaft, pürüzsüz konturlu kanca ucu	\$29
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$29

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Toennis Sinir Kökü Ekartörü, posterior lomber diskektomi sırasında hassas sinir köklerinin ve tekal sakın güvenli, travmatik olmayan mobilizasyonunu ve korunmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmış uzmanlaşmış bir nöroşirürji ve spinal ekartördür. Ultra ince bir gövde shaftı ile tasarlanan bu ekartör, omurga cerrahlarının mikroskobik görüntülemeyi engellemeden veya hassas mikro aletleri kalabalıklaştırmadan dar interlaminar pencerelerde nöral elementleri nazikçe manipüle etmesine olanak tanır.

Yapısını bozmadan yüksek frekanslı otoklav sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilen bu Toennis Sinir Kökü Ekartörü konfigürasyonu, olağanüstü manuel kontrol ve rafine dokunsal geri bildirim sağlayan 15 cm (\$29) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma ucu profili, atravmatik nöral ve hassas doku manipülasyonu için özel olarak konturlanmış pürüzsüz bir kanca ile sonlanan tek uçlu, ince bir gövde düzenine sahiptir. Ergonomik düz sap, kapsamlı kanal dekompresyonları boyunca sabit ve yorulmadan manuel karşı traksiyon sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Toennis Sinir Kökü Ekartörü'nü katı klinik standartlara uygun olarak üretmekte; dünya çapındaki nöroşirürji ünitelerine, omurga cerrahi merkezlerine ve ortopedik ameliyathanelere olağanüstü korozyon direnci, yapısal sağlamlık ve tam otoklav dayanıklılığı sunmaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest