



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Meyerding Retractor with Ratchet

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Meyerding Retractor with Ratchet

SKU RM-MRWR-18-1

\$84 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
32 mm × 25 mm Wide	RM-MRWR-18-1-1	\$84
41 mm × 25 mm 幅広	RM-MRWR-18-1-2	\$89
50 mm × 25 mm 幅広	RM-MRWR-18-1-3	\$94
57 mm × 25 mm 幅広	RM-MRWR-18-1-4	\$99

製品詳細

Meyerding Retractor with Ratchetは、後方腰椎椎弓切除術、椎間板切除術、および固定術において、傍脊柱筋や軟部組織を強力かつハンズフリーで牽引するために特別に設計された脊椎外科用開創器です。機械的な一体型ラチェットロックを採用しており、厚い筋肉層に対して持続的な対向牽引を維持できるため、助手の負担を軽減しながら安定した術野を確保します。

臨床フレームワークの仕様に基づき、本製品はフレーム全長18 cmで統一されています。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で鍛造されており、ブレードサイズは32 mm × 25 mm幅（\$84）、41 mm × 25 mm幅（\$89）、50 mm × 25 mm幅（\$94）、そして極深部用の57 mm × 25 mm幅（\$99）の4種類を展開。有歯ブレードの先端が椎弓や関節突起縁に確実に固定されるため、激しいデコルテーションや除圧操作中の偶発的な滑りを防ぎます。

反射防止サテンマット仕上げを施したRetractor MakerのMeyerding Retractor with Ratchetは、高い機械的負荷や繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるよう製造されており、世界中の脊椎外科センターや脳神経外科手術室に卓越した耐久性、耐食性、そして完全な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest