



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Surgical Lead Hand Retractor Plate

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Surgical Lead Hand Retractor Plate

SKU RM-SLHRP-199-1

\$199 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Surgical Lead Hand Retractor Plate	Formbare Blei-Retraktorplatte in Handform für Erwachsene	\$199
Schutzhülle / Karton	Standard-Transportverpackung	\$199

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Surgical Lead Hand Retractor Plate ist eine unverzichtbare Lagerungshilfe für die Orthopädie und Handchirurgie, die speziell für die zuverlässige, freihändige Immobilisierung von Hand und Fingern bei komplexen rekonstruktiven und mikrovaskulären Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit individuell biegbaren Fingerlaschen, ermöglicht diese Platte dem Chirurgen, die formbaren Finger um die Ziffern des Patienten zu konturieren und so die Hand in voller Extension, Abduktion oder Flexion zu fixieren, ohne dass eine Assistenz zum Halten erforderlich ist.

Konzipiert für wiederholte klinische Umformung und langfristige Haltbarkeit, bietet diese Konfiguration der Surgical Lead Hand Retractor Plate (\$199) eine schwere, stabile Operationsplattform, die flach auf dem Handtisch aufliegt. Handgefertigt aus hochwertigem, biegsamem Blei in medizinischer Qualität mit einer porenfreien Schutzoberfläche, können die biegsamen Fingerfortsätze tausendfach gebogen und entbogen werden, ohne dass Materialermüdung oder Risse auftreten. Die glatten, abgerundeten Kanten verhindern Drucknekrosen an der empfindlichen palmaren Haut und den dorsalen Fingergefäßen.

Hergestellt für die Beständigkeit gegenüber wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus, produziert Retractor Maker die Surgical Lead Hand Retractor Plate unter Einhaltung strengster klinischer Standards. Sie bietet handchirurgischen Kliniken, Verbrennungseinheiten und orthopädischen Traumazentren weltweit außergewöhnliche Positionierungsstabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest