



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Autoestático Wullstein Weitlaner

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Autoestático Wullstein Weitlaner

SKU RM-WWSRR-1

\$44 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Compacto (4", 4 ¼", 4 ½") — Recto / Curvo; 2x2 o 2x3 ramas	RM-WWSRR-1-1	\$44
Intermedio (5 ⅛", 5.5", 6", 6 ½") — Recto / Curvo; 2x3, 3x3, o 3x4 dientes	RM-WWSRR-1-2	\$59
Extendido (8", 9 ½", 10") — Recto / Curvo; 3x3 o 3x4 dientes	RM-WWSRR-1-3	\$79

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Autoestático Wullstein Weitlaner es un separador quirúrgico autoestático de renombre internacional, diseñado específicamente para proporcionar una retracción confiable y manos libres de tejidos blandos y periostio en pasillos quirúrgicos confinados. Diseñado con ramas de múltiples dientes curvadas hacia afuera y un cierre de cremallera mecánico integrado, este instrumento mantiene una contratracción constante y calibrada a través de los márgenes opuestos de la herida, eliminando la fatiga de la mano del asistente mientras preserva un campo visual abierto bajo microscopios quirúrgicos.

Construido para resistir protocolos frecuentes de esterilización y autoclave, esta serie del Separador Autoestático Wullstein Weitlaner presenta una amplia matriz de tamaños en diez longitudes totales: 4" (\$44), 4 ¼" (\$49), 4 ½" (\$54), 5 ⅛" (\$59), 5.5" (\$64), 6" (\$69), 6 ½" (\$74), 8" (\$79), 9 ½" (\$84), y 10" (\$89). Fabricado artesanalmente con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento ofrece perfiles de ramas Rectas o Curvas junto con opciones de densidad de 2x2, 2x3, 3x3 o 3x4 dientes. Los cirujanos pueden seleccionar puntas Romas optimizadas para una retracción segura y extra-atraumática cerca de vías vasculares sensibles, o puntas Afiladas diseñadas para ofrecer un agarre firme y antideslizante en capas dérmicas o fasciales más resistentes.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Autoestático Wullstein Weitlaner para cumplir con estrictos estándares clínicos, proporcionando a las salas de otorrinolaringología, quirófanos de neurocirugía y clínicas de reconstrucción plástica de todo el mundo una excepcional resistencia a la corrosión, estabilidad mecánica y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest