



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Wiltse-Gelpi 自動開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Wiltse-Gelpi 自動開創器

SKU RM-WGSRR-1

\$99 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
28.0 cm レイアウト — 外側湾曲アーム, 鋭爪, ラチェットロック付	RM-WGSRR-1-1	\$99
30.5 cm レイアウト — 外側湾曲アーム, 鋭頭, ラチェットロック	RM-WGSRR-1-2	\$109

製品詳細

Wiltse-Gelpi 自動開創器は、椎傍および後側方脊椎アプローチ（Wiltseアプローチ）において、深部でハンズフリーの筋肉圧排を提供するために特別に設計された整形外科・脊椎外科用開創器です。深部まで届く外側湾曲アームを備えた設計により、強固な多裂筋および最長筋の筋層にしっかりと固定され、椎間関節や横突起への広く安定した術野を維持します。

高い構造的強度を維持しながら頻繁なオートクレーブ滅菌サイクルに耐えるよう構築されたこの Wiltse-Gelpi シリーズは、標準的な成人の後方腰椎アプローチ用の 28 cm (\$99) と、深部の筋肉層や肥満症例の脊椎部位に適した延長型の 30.5 cm (\$109) の2種類の全長で提供されます。最高級の術場グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製作されており、先端部は正確な組織分離と術中の滑りを防ぐ確実な固定を可能にするため、外側に湾曲し鋭利なポイントを備えています。多段階の機械的ラチェットロックは、骨皮質切削や椎弓根スクリュー設置の間、対抗牽引力を確実に保持します。

反射防止サテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製の Wiltse-Gelpi 自動開創器は、重い機械的負荷に耐えるよう製造されており、世界中の脊椎センター、脳神経外科、整形外科の外傷手術室に、卓越した耐久性、耐食性、および完全な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest