



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Raíz Nerviosa Love, Bayoneta

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Raíz Nerviosa Love, Bayoneta

SKU RM-LNRR-BAY-21-1

\$29 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador de Raíz Nerviosa Love (Bayoneta)	Dimensiones / Detalles: 21 cm de longitud total, vástago en bayoneta, hoja cóncava para nervio · Cantidad incluida: 1	\$29
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de transporte individual · Cantidad incluida: 1	\$29

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Raíz Nerviosa Love es un instrumento especializado para microcirugía de columna, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento seguro y no traumático de la raíz nerviosa, manteniendo la mano del cirujano y el mango completamente fuera del eje óptico del microscopio. Diseñado con una geometría de vástago en bayoneta, este instrumento desplaza el corredor de manipulación manual por debajo de la línea de visión, permitiendo una visualización continua y sin obstáculos del espacio del disco intervertebral.

Optimizado para entornos de columna complejos, esta configuración del Separador de Raíz Nerviosa Love presenta una longitud total de 21 cm (\$29). Fabricado artesanalmente con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento incorpora un perfil en bayoneta que termina en una punta de hoja cóncava pulida y suave, diseñada para alojar las raíces nerviosas de forma segura sin deslizamientos ni lesiones por tracción. Su mango ergonómico de superficie plana ofrece una sensibilidad táctil excepcional y un control manual estable durante la secuestrectomía delicada y la descompresión del canal.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador de Raíz Nerviosa Love para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los centros de neurocirugía y columna ortopédica de todo el mundo una rigidez estructural inquebrantable, alta resistencia a la corrosión y

durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest