



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Adson selbsthaltender Zerebellar-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Adson selbsthaltender Zerebellar-Retra ktor

SKU RM-ASCR-1

\$199 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Klein — 6.5 in, 4x4 Zinken	RM-ASCR-1-1	\$189
Standard — 7.5 in, 4x4 Zinken	RM-ASCR-1-2	\$199
Groß — 9.5 in, 4x4-zinkig	RM-ASCR-1-3	\$214

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Adson selbsthaltende Zerebellar-Retraktor ist ein vielseitiger, multikonfigurierbarer neurochirurgischer Retraktor, der für einen stabilen, freihändigen operativen Zugang zur hinteren Schädelgrube und Wirbelsäule konzipiert wurde. Durch das Auseinanderhalten der paraspinalen und subokzipitalen Muskulatur unter mechanischem Gegenzug bietet dieses Instrument ein weiträumiges, stationäres Sichtfeld und beugt der Ermüdung des Assistenten vor.

Der Adson selbsthaltende Zerebellar-Retraktor wurde für die präzise Anpassung an unterschiedliche chirurgische Ansätze entwickelt und verfügt über eine einheitliche Körperlänge von 19 cm, kombiniert mit individuell wählbaren Arm- und Zinkenkonfigurationen. Chirurgen können zwischen geraden Armen für flache Operationsfelder, abgewinkelten Armen für lateralen Freiraum oder tiefen 80-Grad-Armen wählen, kombiniert mit entweder scharfen Zinken für sicheren Halt in der Faszie oder stumpfen Zinken zum Schutz empfindlicher Geweberänder. Sein robuster Fingerring-Sperrmechanismus gewährleistet eine sichere Arretierung ohne Verrutschen.

Geschmiedet aus hochwertigem medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Finish, fertigt Retractor Maker den Adson selbsthaltenden Zerebellar-Retraktor nach exakten Krankenhaus-Spezifikationen. Dies garantiert eine überlegene taktile Balance, eine reibungslose Sperrenkontrolle und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest