



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Darling Popliteal Otomatik Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Darling Popliteal Otomatik Ekartör

SKU RM-DPSRR-1

\$109 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Seçenek A — 54 mm × 25 mm Sol / 76 mm × 38 mm Sağ — Lateral kas deplasmanı ile derin popliteal arter ekspozuru	RM-DPSRR-1-1	\$109
Seçenek B — 76 mm × 38 mm Sol / 54 mm × 25 mm Sağ — Medial kas deplasmanı ile derin popliteal arter ekspozuru	RM-DPSRR-1-2	\$109

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Darling Popliteal Otomatik Ekartör, popliteal fossa ve vasküler trifürkasyonun stabil ve eller serbest şekilde açığa çıkarılmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmış vazgeçilmez bir vasküler ve ortopedik cerrahi ekartördür. Arka diz boşluğunun derin anatomik konturlarına uyum sağlayan asimetrik bıçaklarla tasarlanan bu alet, popliteal damarları sıkıştırmadan gastroknemius ve hamstring kaslarını ekarte eder.

Tam prosedürel adaptasyon için üretilen bu Darling Popliteal Otomatik Ekartör, özelleştirilebilir çift bıçak setlerine (\$109) sahip ayarlanabilir otomatik kilitli bir çerçeveye sahiptir. Cerrahlar çerçeveyi 54 mm × 25 mm Sol / 76 mm × 38 mm Sağ veya 76 mm × 38 mm Sol / 54 mm × 25 mm Sağ seçenekleriyle yapılandırabilir; standart üretim serileri ayrıca 76 mm × 25 mm eşleşen oranları da destekler. Entegre çok pozisyonlu cırcır kilidi, hedeflenen doku karşı gerilimini otomatik olarak koruyarak hassas vasküler baypas greftleme sırasında asistan el yorgunluğunu ortadan kaldırır.

Yansıma önleyici saten mat kaplamalı, tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Darling Popliteal Otomatik Ekartör'ü hastanedeki tekrarlayan sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretir; dünya çapındaki vasküler ve travma servisleri için yüksek

korozyon direnci, sarsılmaz yapısal rijitlik ve tam klinik dayanıklılık sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest