



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Ombro Kolbel (Chassis)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Ombro Kolbel (Chassis)

SKU RM-KSRF-23-1

\$159 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Pequeno — lâmina 36 mm x 36 mm	RM-KSRF-23-1-1	\$159
Médio — 53 mm x 36 mm blade	RM-KSRF-23-1-2	\$169
Grande — lâmina de 68 mm x 36 mm	RM-KSRF-23-1-3	\$179

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Ombro Kolbel é um instrumento ortopédico autoestático reconhecido internacionalmente, projetado especificamente para fornecer exposição confiável e multidirecional de tecidos moles durante artroplastias totais e reversas de ombro. Projetado para alojar lâminas modulares intercambiáveis, este chassis permite que os cirurgiões afastem simultaneamente o deltoide, o peitoral maior e o tendão conjunto, estabelecendo um corredor cirúrgico amplo e livre de mãos sobre a articulação glenoumeral.

Construído como um kit abrangente para acomodar diferentes profundidades estruturais durante a retração, este Afastador de Ombro Kolbel apresenta um comprimento total de 23 cm (9 inches, \$159). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o chassis é equipado com um sistema de braços pivotantes que se articulam suavemente para se conformar à anatomia específica do ombro do paciente. As engrenagens mecânicas da cremalheira integrada mantêm a contração constante sob forte tensão muscular, eliminando a fadiga do assistente manual durante a preparação da glenoide.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador de Ombro Kolbel para suportar altas cargas mecânicas e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, oferecendo alta resistência à corrosão, rastreamento suave das engrenagens e durabilidade clínica total para centros de reconstrução de ombro e medicina esportiva em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest