



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Nervios Smithwick

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Nervios Smithwick

SKU RM-SNR-29-1

\$29 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Pequeño — 17 cm, gancho romo curvo	RM-SNR-29-1-1	\$29
Mediano — 21 cm, gancho romo curvo	RM-SNR-29-1-2	\$29
Estándar — 29 cm, gancho romo curvo	RM-SNR-29-1-3	\$29

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Nervios Smithwick es un separador especializado para neurocirugía y cirugía de columna, diseñado específicamente para proporcionar una manipulación segura y delicada de las raíces nerviosas y la movilización del tronco simpático en corredores anatómicos profundos. Diseñado con un cuerpo de vástago delgado y alargado, este separador permite a los cirujanos vasculares y de columna explorar, movilizar y proteger fibras neurales delicadas y haces vasculares de forma limpia sin riesgo de punción, laceración o trauma por cizallamiento.

Construido para ofrecer la máxima durabilidad y resistencia a la corrosión, respaldado por una garantía absoluta de por vida contra el óxido y defectos de material, esta configuración del Separador de Nervios Smithwick presenta una longitud total extendida de 29 cm (\$29) que proporciona un alcance extraordinario en el retroperitoneo profundo y la cavidad torácica. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el diseño del extremo de trabajo presenta una disposición asimétrica de doble extremo que incorpora un gancho curvo romo atraumático en un extremo, contorneado específicamente para acunar los troncos nerviosos de forma segura. Su mango central equilibrado proporciona control rotacional con la punta de los dedos y una respuesta táctil refinada.

Suministrado como un dispositivo de quirófano no estéril y reesterilizable con un acabado mate satinado antirreflectante, Retractor Maker fabrica el Separador de Nervios Smithwick para resistir el procesamiento

frecuente en autoclave a alta temperatura, ofreciendo una rigidez estructural inquebrantable, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave para salas de neurocirugía, columna y cirugía vascular en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest